



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS-SMLIC
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003415/2025
 ABERTURA: 09/04/2025 ÀS 09:30HS

Assunto: Proposta Comercial

A empresa F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, com sede no SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO TRECHO 3 BLOCO D LOTE 985 -ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), BRASÍLIA – DF, CEP 71.200-030 inscrita no CNPJ sob nº. 51.837.171/0001-00, através de seu representante legal que abaixo subscreve, vem apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de Preços cujo objeto do presente é **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EQUIPO E FRASCO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA – SAB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	Valor unitário	Valor total
1	Equipo para nutrição enteral macro, com perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip ou escalonado, de cor azul, estéril, atóxico e apirogênico. Fabricante: Jianguo Jichun Medical Registro M.S: 10330669103 Procedência: China Apresentação: Pacote com 25 unidades	Unidade	100.000	DESCARPACK	R\$ 0,93	R\$ 93.000,00
2	Frasco para nutrição enteral 300ml. Fabricante: Biobase Indústria e Comércio Registro M.S: 80212340022 Procedência: Brasil Apresentação: Caixa com 90 unidades	Unidade	100.000	BIOBASE	R\$ 0,97	R\$ 97.000,00
TOTAL						R\$ 190.000,00

Valor Global da proposta: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)

DADOS DA EMPRESA:

NOME EMPRESARIAL	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ N.º	51.837.171/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	08.241.043/001-81
ENDEREÇO:	SIA TRECHO 3 BLOCO D LOTE Nº. 985, SALA 210 – GUARÁ - DF
CEP:	71.200-030

DADOS BANCÁRIOS

F&R Hospitalar, Exportação e Distribuição LTDA. Endereço: SIA Trecho 3 Bloco D, Lote nº 985, Bairro Zona Industrial (Guará), Sala nº 210, Brasília-DF, CEP 71.200-030. CNPJ nº: 51.837.171/0001-00.
 Tel. 61 99914-6901

Email: vendas7@frhospitar.com





NOME DO BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1235-1
CONTA CORRENTE	77821-4

DADOS DO REPRESENTANTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL	VITÓRIA GUIMARÃES WATANABE
CPF Nº.	028.246.831-55
RG Nº.	3.426.363 SSP/DF
E-MAIL	Vendas7@frhospitalar.com
TELEFONE	(61) 99914-6901

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:


- Declaramos que esta proposta foi elaborada de forma independente;
- Declaramos que aceitamos todas as condições deste edital;
- Declaramos que se submete inteiramente a todas as condições do Edital;
- Declaramos que nos preços apresentados estão incluídos todos os custos com impostos, taxas, fretes, enfim, todos os custos necessários ao completo fornecimento do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA:

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Observação: Considerando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da resolução a Diretoria Colegiada - RDC nº 80, de 11 de maio de 2006 que determina que o procedimento de fracionamento de medicamento é privativo de farmácias e drogarias. POR FAVOR ADEQUAR A Nota de empenho ou ordem de fornecimento AS EMBALAGENS COTADAS.

Distrito Federal, 09 de abril de 2025.



F&R Hospitalar, Exportação e Distribuição LTDA. Endereço: SIA Trecho 3 Bloco D, Lote nº 985, Bairro Zona Industrial (Guará), Sala nº 210, Brasília-DF, CEP 71.200-030. CNPJ nº: 51.837.171/0001-00.

Tel. 61 99914-6901

Email: vendas7@frhospitalar.com

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 4954FEA73





Equipo Para Nutrição Enteral Descarpack

DESCRIÇÃO

O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** é um produto médico hospitalar, estéril, de uso único, confeccionado em PVC atóxico e flexível.

É composto por uma ponta perfurante com tampa protetora, a qual se conecta adequadamente ao frasco ou a bolsa de nutrição, sem vazamentos.

Possui um tubo coloração azul com 150 cm, para evitar conexões acidentais com o acesso venoso. O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** dispõe ainda de uma câmara gotejadora macrogotas, e um regulador de fluxo, que permite o controle da saída de nutrientes da bolsa ou frasco, conforme a necessidade do paciente.

PRODUTO



Modelo Escalonado



Modelo Slip

Cadastro Anvisa: 10330669103
Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** foi desenvolvido para administração de soluções enterais, realizando a ligação da sonda de alimentação enteral, ligada ao paciente, ao recipiente de solução, frasco ou bolsa, que contém o alimento a ser administrado.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Equipo para Nutrição Enteral Descarpack** é disponível nos modelos com conector **luer slip** e **escalonado**.

COMPOSIÇÃO

- **Tubo:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- **Ponta Perfurante:** Cloreto de Polivinila (PVC) rígido;
- **Câmara de Gotejamento:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- **Conector Luer Slip e Escalonado:** Polipropileno;
- **Pinça Reguladora de Fluxo:** Polipropileno;
- **Tampa Protetora da Ponta Perfurante:** Polipropileno;
- **Tampa Protetora dos Conectores Luer Slip e Escalonado:** Polipropileno.

VALIDADE

05 (cinco) anos após data de esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Quant. Caixa Master
Escalonado	0411401	500 unidades
Luer Slip	0411301	500 unidades



INSTRUÇÕES DE USO

1. Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade do Equipo (utilizar somente se a embalagem estiver intacta);
2. Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
3. Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;
4. Conectar o equipo ao frasco plástico descartável ou diretamente no frasco da dieta (se sistema fechado). A pinça reguladora de fluxo deve estar fechada;
5. Suspender o frasco pelo menos 60 cm acima da cabeça do paciente;
6. Abrir a pinça reguladora de fluxo para permitir que o líquido esorra até o outro extremo do equipo;
7. Fechar a pinça reguladora de fluxo, conectar o extremo do equipo na sonda e regular a velocidade de administração com o equipo.


ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Após o uso descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.



	INSTRUÇÃO DE USO BIOFRASCO-NUTRI - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	Página 1/1
--	---	-----------------------------

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

O Biofrasco-Nutri - Frasco para Alimentação Enteral possui graduação de 10 em 10 ml, facilitando na utilização de pequenos volumes ou de acordo com a necessidade e individualidade do paciente. O produto é embalado em embalagem primária individual em filme de BOPP (polipropileno biorientado) ou embalagem plástica. Pode também ser apresentado em embalagem primária coletiva em plástico, contendo enter 50 e 300 unidades. A embalagem de embarque é confeccionada em papelão. Sua validade é de 05 (cinco) anos a partir da data de fabricação.

INDICAÇÃO/FINALIDADE:

O Biofrasco-Nutri - Frasco para Alimentação Enteral é indicado para administração de nutrição enteral em pacientes impossibilitados de deglutir os alimentos de forma natural.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO/ CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em local limpo, seco e ao abrigo da luz solar e entre temperatura de 15 a 35°C. O empilhamento máximo deve ser de 08 caixas.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

- Verificar a integridade da embalagem. Não utilizar caso a embalagem estiver violada;
- Verificar a validade do produto. Não utilizar caso a validade estiver vencida;
- Realizar a higienização das mãos;
- Abrir a embalagem com as mãos devidamente higienizadas;
- Verificar o volume de nutrição enteral a ser administrada, conforme prescrição;
- Envasar a nutrição enteral a ser administrada;
- Fechar o frasco, com a tampa do mesmo, até o final da base do bico do frasco;
- Conectar o equipo para nutrição enteral no bico da tampa do frasco;
- Suspender o frasco em um suporte, pelo encaixe de sustentação do fundo do frasco, onde por gravidade a nutrição enteral possa descer;
- Regular o volume de nutrição enteral a ser administrada, conforme prescrição;
- Administrar a nutrição enteral, conforme procedimentos médicos;
- Após administração, descartar o frasco.

PRECAUÇÕES DE USO/ RESTRIÇÕES DE USO:

Não utilizar caso a embalagem estiver violada. Não utilizar caso a validade estiver vencida. As perfeitas condições do produto estão asseguradas dentro do prazo de validade de 05 (cinco) anos, desde que a embalagem não esteja danificada. No transporte e manuseio, devem ser tomadas precauções para que não ocorram danos à embalagem e ao produto. Recomendável uso único.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar caso a embalagem estiver violada. Não utilizar caso a validade estiver vencida. A utilização deve ser realizada por pessoal qualificado, como médicos e/ou enfermeiros. Não se recomenda reutilizar o produto.

CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:

O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade e instruções de uso.

ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR- DESTRUIR APÓS O USO – USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR – MS:80212340022

RESPONSÁVEL TÉCNICA: FABRICIA MARZANO BERALDO - CRF/MG 23.872

FABRICADO POR:

BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua dos Oitis, nº80 – Bairro Distrito Industrial - CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre – MG.

CNPJ: 05.216.859/0001-56 – TEL:(35) 3427-7000

Informações, dúvidas, críticas e/ou sugestões; entrar em contato com o SAC Biobase:

Fone/Fax: (35) 3427-7029

E-mail: qualidade2@biobase.ind.br

AUT.FUNC.ANVISA/MS nº 802123-4.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	01.057.428/0001-33	Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.306-6
Nome do Dispositivo Médico	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS DESCARPACK		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Equipos		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10330669103		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.728482/2011-68</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: JIANGSU JICHUN MEDICAL DEVICES Co.,Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR 		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26/12/2011		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Equipo Enteral - rev00.pdf	1202460/21-6 - 29/03/2021 - 02:54

Modelo Produto Médico

Equipo para Administração de Soluções Enterais Descarpack com Dispositivo de entrada de ar
Equipo para Administração de Soluções Enterais Descarpack sem Dispositivo de entrada de ar.



Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.216.859/0001-56	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.123-4
Nome do Dispositivo Médico	biofrasco-nutri - frasco para nutrição enteral		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Frasco de Alimentacao		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80212340022		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.531945/2017-76</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05.216.859/0001-56 - Endereço: RUA DOS OITIS, Nº 80 DISTRITO INDUSTRIAL 37556836 		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	20/11/2017		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	80212340022 - BIOFRASCO-NUTRI - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.pdf	3924849/21-8 - 05/10/2021 - 08:49

Modelo Produto Médico

BIOFRASCO-NUTRI 100 ML



BIOFRASCO-NUTRI 300 ML

BIOFRASCO-NUTRI 500 ML.

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

