

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2025

**Ao Excelentíssimo Senhor(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Boa Vista - RR****Referência:** Pregão Eletrônico nº 90088/2025

Identificação da licitante:

Empresa: WA Medical Equipamentos Ltda

CNPJ: 28.055.894/0001-36 Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 204- Sala 801, 802, 803 e 804, Buritis, Belo Horizonte/MG Cep: 30575-834

Optante pelo SIMPLES? (Sim)

Telefone: (31) 99519-9072

CONTA BANCÁRIA: Itau

Agencia: 6960 C/c: 36531-7

E-mail: licitacao.bhendoscopy@gmail.com

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Representante Legal: William Nogueira Ferreira de Freitas RG: MG-10.319-440 CPF: 067.132.566-35

**Modelo apresentados ( Endoscopios)****Med ( Aproveiação de Medical) Sendo ( Endobrax Medical, Argus Medical , Scholly Medical, Sigmed medical Innova Medical, Doctus Medical ) por se tratar de um conjunto de equipamentos e acessórios compatíveis entre si.**

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
63	02	Unds	<b>Broncoscópio portátil Modelo Endoscópio flexível portátil Laringo-Broncoscópio modelo OIF-BC66P Monitor de 3,5 polegadas em HD com porta USB e porta HDMI, fonte de luz integrada de LED, nova tecnologia CMOS Registro anvisa nº 80393910028 marca Argus/Endobrax (Medical)</b> Aplicação: Utilização Clínica: Equipamento composto por endoscópio flexível e fonte de luz, destinado à observação do trato respiratório. Aplicação Básica: Indicado para procedimentos clínicos e observação do trato respiratório em	62.000,00	124.000,00

**William Nogueira**  
Diretor[bhendoscopy.comercial@gmail.com](mailto:bhendoscopy.comercial@gmail.com)  
[william@bhendoscopy.com](mailto:william@bhendoscopy.com)

(31) 3142-7689

Av. Aggeo Pio Sobrinho, 204 Sala 801  
Buritis, Belo Horizonte - MG, 30575-834

			<p>pacientes com traumas, sendo útil para intubação difícil. Fibrobroncoscópio: Ângulo de Visão: Mínimo de 90 graus. Profundidade de Visão: Aproximadamente de 3 a 50 mm. Angulação: Capacidade de angulação de 180 graus para cima e 130 graus para baixo. Tubo de Inserção: Diâmetro Externo Máximo: 5,0 mm. Diâmetro Distal Máximo: 5,0 mm. Comprimento de Trabalho: Aproximadamente 600 mm. Canal de Trabalho: Diâmetro Mínimo: 2,0 mm. Comprimento Total: No mínimo 850 mm. Processo de Esterilização: O equipamento deve ser esterilizável por processo de baixa temperatura e desinfecção por Ácido Peracético.</p> <p>Acessórios Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (um) limpador de lente.</li> <li>• 01 (uma) escova para limpeza.</li> <li>• Mala para transporte e acondicionamento do equipamento.</li> <li>• Cabos, conectores e adaptadores necessários para o funcionamento do equipamento.</li> <li>• Fonte de luz com mínimo de 175 W, com ajuste de intensidade luminosa.</li> <li>• Cabo de fibra ótica com conectores.</li> <li>• 01 (uma) lâmpada reserva.</li> </ul>		
64	02	Unds	<p><b>Modelo Endoscópio Rígido - Nefroscópio Percutâneo,</b>          :Especificações Técnicas: Comprimento: Aproximadamente 19 cm Nefroscópio percutâneo rígido, específico para procedimentos urológicos e nefrológicos          Material: Aço inoxidável cirúrgico ou outro material bio-compatível, adequado para uso médico, garantindo durabilidade e segurança durante os procedimentos. Esterilização: Autoclavável, garantindo a fácil e segura</p>	72.500,00	145.000,00

**William Nogueira**  
 Diretor

[bhendoscopy.comercial@gmail.com](mailto:bhendoscopy.comercial@gmail.com)  
[william@bhendoscopy.com](mailto:william@bhendoscopy.com)

(31) 3142-7689

Av. Aggeo Pio Sobrinho, 204 Sala 801  
 Buritis, Belo Horizonte - MG, 30575-834

		<p>desinfecção entre os usos Óptica: Qualidade da imagem: Alta definição, com boa resolução e nitidez, garantindo visualização precisa durante o procedimento. o Ângulo de visão: Adequado para visualização do interior do rim, com capacidade para explorar a área de forma eficaz 01 - PÇ Limpador de lente: Para manutenção da clareza da imagem e prolongamento da vida útil da ótica. 01 - PÇ Escova para limpeza: Facilita a higienização e remoção de resíduos do equipamento após o uso. 01 - PÇ Mala para transporte e acondicionamento do equipamento, garantindo proteção e fácil locomoção do endoscópio</p> <p><b>MODELO 41.0630a+41.0617ª(Ponte)REGISTRO ANVISA80370820021MARCAScholly</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Iluminação: Fonte de luz com lâmpada fria, proporcionando iluminação de alta qualidade e sem aumento excessivo de calor Potência: 300 W, oferecendo intensidade de luz suficiente para procedimentos complexos. o Ajuste de intensidade luminosa: Possibilidade de ajuste da intensidade da luz conforme a necessidade do procedimento. o Indicação: Painel frontal indicando a intensidade da luz e horas de utilização da lâmpada, ajudando no controle e manutenção do equipamento Dois conectores para acoplamento da fonte de luz, facilitando a conexão com diferentes sistemas de iluminação. Fonte de Luz MaxLED®</li></ul> <p><b>Plus 100W/5.000Lm (equivalente à Xenon de 250-300W comparável às marcas importadas) MARCA SIGMED (Medical)</b></p> <p>Acessórios Inclusos:</p>		
--	--	--	--	--

**William Nogueira**  
Diretor

[bhendoscopy.comercial@gmail.com](mailto:bhendoscopy.comercial@gmail.com)  
[william@bhendoscopy.com](mailto:william@bhendoscopy.com)

(31) 3142-7689

Av. Aggeo Pio Sobrinho, 204 Sala 801  
Burity, Belo Horizonte - MG, 30575-834

			<p>01 - PÇ Cabo de luz de fibra ótica: Com comprimento mínimo de 2,5 m e diâmetro de 4,8 mm, compatível com a ótica e fonte de luz 4.8mmx3.0m <b>Registro Anvisa 80351900001 marca Innova</b></p> <p>CONJUNTO INSTRUMENTAIS CONTENDO:</p> <p>01 - PÇ Dilatadores: Conjunto de 6 dilatadores de diferentes tamanhos para adaptação ao paciente e procedimento <b>Registro Anvisa: 10150470455 Marca Weldon</b></p> <p>01 - PÇ Camisa de aproximadamente 26Fr. Obturador: Ponta romba, adequado para garantir a segurança durante a introdução do nefroscópio Registro Anvisa nº 80381210083 marca Bhiosupply</p> <p>01 - PÇ Pinça boca fenestrada: Com aproximadamente 38 cm, para manipulação precisa durante o procedimento REGISTRO ANVISA NÚMERO - 80690340005 marca Doctus</p> <p>01 - PÇ Pinça boca tridente: Com aproximadamente 38 cm, para maior controle no acesso e manipulação das vias urinárias REGISTRO ANVISA NÚMERO - 80690340005 marca Doctus</p> <p>01 - PÇ Pinça boca serrilhada: Com aproximadamente 38 cm, proporcionando uma pegada firme e segura durante os procedimentos REGISTRO ANVISA NÚMERO - 80690340005 marca Doctus</p> <p>01 - PÇ Cânula para punção: No mínimo 5 unidades, para acesso direto e seguro ao local desejado Registro Anvisa nº 80381210061 marca Bhiosupply</p> <p>01 - PÇ Cânula para dilatação: Com aproximadamente 40 cm, com diâmetro de 3 mm, para dilatação precisa durante</p>		
--	--	--	--	--	--

**William Nogueira**  
Diretor

[bhendoscopy.comercial@gmail.com](mailto:bhendoscopy.comercial@gmail.com)  
[william@bhendoscopy.com](mailto:william@bhendoscopy.com)

(31) 3142-7689

Av. Aggeo Pio Sobrinho, 204 Sala 801  
Buritit, Belo Horizonte - MG, 30575-834

			os procedimentos Registro Anvisa nº 80381210061 marca Bhiosupply • Alimentação: Fonte de luz: Bivolt automático, adaptando-se a diferentes voltagens sem a necessidade de ajustes manuais. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Valor total: R\$ 269.000,00 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil Reais).					

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Declaramos que o produto cotado atende ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne a descrição exigida na licitação.

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, impostos, taxas, frete, bem como foram considerados a validade da proposta, a validade e garantia dos produtos ofertados, os prazos de entrega e demais obrigações decorrentes da apresentação da proposta final conforme exigências constantes no Edital.

**WILLIAM NOGUEIRA DE FREITAS:06713256635** Assinado de forma digital por WILLIAM NOGUEIRA DE FREITAS:06713256635  
Dados: 2025.09.08 14:24:08 -03'00'

-----  
WILLIAM NOGUEIRA DE FREITAS

CPF: 067.132.566-35

RG MG-10.319.440

**William Nogueira**  
Diretor

[bhendoscopy.comercial@gmail.com](mailto:bhendoscopy.comercial@gmail.com)  
[william@bhendoscopy.com](mailto:william@bhendoscopy.com)

(31) 3142-7689

Av. Aggeo Pio Sobrinho, 204 Sala 801  
Buritys, Belo Horizonte - MG, 30575-834